



Creating balance in healthcare



Flexo Silla de ducha y aseo



5100 5199

Flexo Silla de ducha y aseo



- Carga máxima, hasta 135 Kg.
- Ajuste fácil mediante regulador hidráulico de altura.
- Posición más baja 50 cm, posición más alta 105 cm.
- Ancho de pieza inferior 70 cm, profundidad 82 cm.
- Asiento acolchado con abertura para aseo.
- Pieza central para el hueco del aseo.
- Reposabrazos acolchados plegables para transferir al paciente lateralmente.
- Respaldo acolchado.
- Reposapiés plegables con protector de pantorrilla.
- En la posición más baja, los reposapiés están en el suelo.
- En la posición más alta la silla se coloca en posición semireclinada.
- Fijación segura de la cadera.
- Guía para orinal o cuña.
- Cuatro ruedas giratorias de plástico con freno.
- Muy estable.
- Comodidad ergonómica.
- Diseño moderno.

5100 5199

Flexo Silla de ducha y aseo con reposapiernas desmontables

El cuidado de clientes / residentes en sillas tradicionales de ducha y servicio es una dura tarea. El personal de enfermería se ve obligado a tomar una postura poco natural y tiene que enfrentarse con cargas estáticas de espalda. Lopital ofrece una ayuda gracias a la silla Flexo para ducha y servicio con altura regulable.

La Flexo es cómoda y segura tanto para el personal como para el cliente / residente. Gracias a su altura flexible, se minimiza la carga de la espalda del cuidador, con lo que Flexo contribuye enormemente a la política ergonómica laboral dentro del sector sanitario.

Si la Flexo se ajusta en la posición más alta, el enfermero y el cliente / residente tienen contacto visual. El cliente / residente tiene siempre la garantía de una seguridad óptima, porque la silla se coloca automáticamente en la posición semireclinada. El diseño especial de Flexo posibilita el colocarla directamente sobre la taza del wáter, si se configura en la posición adecuada.



Se mantiene el contacto visual gracias a la altura regulable.



Mando alto / bajo con bomba de pie.



Reposabrazos estándar con cierre delantero.

Si desea más información, visite nuestro sitio web: www.lopital.es

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

