



Creating balance in healthcare



Tango Silla de ducha y aseo



5100 5700

Tango Silla de ducha y aseo

5100 5700

Tango Silla de ducha-aseo

La Tango de Lopital es una herramienta de ducha para el cuidado y aseo responsable de clientes y residentes. Tanto para el personal de enfermería como para el residente / cliente la Tango es una silla excepcionalmente cómoda.

La silla Tango se puede utilizar como silla de ducha y aseo, y se puede desplazar sobre la taza del wáter. Sus múltiples posibilidades y su diseño hacen que Tango sea un producto atractivo y fácil de usar.


La silla de ducha-aseo Tango tiene algunas modificaciones. Los reposapiés son más fáciles de plegar y de apartar. Esto facilita el sentarse o levantarse de la silla. La Tango cuenta con mangos para empujar lo que mejora su facilidad de maniobra y movilidad. Esta novedad tiene como ventaja ergonómica que los mangos de empujar ayudan a evitar problemas en las articulaciones.

- Móvil.
- Reposabrazos plegables.
- Ruedas giratorias de plástico con freno, rodamientos de acero inoxidable.
- Cojín de PUR con apertura de aseo.
- Riel para cuña u orinal.
- Reposapiernas plegable y oscilante.
- Se puede llevar hasta la taza del wáter.
- Bastidor con capa de rilsan.
- Carga máxima 180 kg.
- **Opción:** Reposabrazos estándar con cierre delantero.



6950 1104 Cuña de plástico.

Medidas en cm



Si desea más información, visite nuestro sitio web: www.lopital.es

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

