



Creating balance in healthcare



Sirocco basic & deluxe Camilla de ducha





Apta para personas con limitación entre severa y muy severa

6100 2500 / 6100 2510

Sirocco basic & deluxe


- Carga máxima: 227 kg.
- La altura es ajustable, se acciona eléctricamente y está equipada con una batería extraíble, además incluye función de descenso de emergencia, función de parada de emergencia y un cargador fácil de usar.
- Respaldo ajustable hasta 25 grados (Sirocco deluxe).
- Uso fácil y seguro de barras laterales de seguridad con bloqueo.
- Fabricado con materiales resistentes a la corrosión: aluminio, acero inoxidable, plástico y piezas galvanizadas.
- Acabado elegante para una limpieza y desinfección óptimas.
- Barras laterales de seguridad con 2 posiciones (normal y ampliado).
- Acolchado cómodo, antibacteriano, ignífugo y libre de plastificantes perjudiciales.
- Salida de agua a la izquierda o a la derecha posible.



6100 2500
Sirocco Camilla de ducha basic
Soporte de pared





6100 2510
Sirocco Camilla de ducha deluxe
Soporte de pared




Con ajuste de longitud incorporado
(Sirocco basic & deluxe)

Sirocco basic & Sirocco deluxe



Sirocco deluxe



Especificaciones técnicas

- Elevar/descender Eléctrico
- Funcionamiento manual funcionamiento manual de 4 botones, IPX6
- Cuadro de control 24 VCC, máx. 250 W IPX6
- Batería 24 V, 2,9 Ah IPX6
- Cargador de batería 100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 1A, estación de carga de batería (pared)

Nº art.	Descripción art.	Largo exterior	Ancho exterior	Largo interior	Ancho interior	Alto / bajo	Carga máxima	Peso propio en kg
6100 2500	Sirocco Camilla de ducha basic	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
6100 2510	Sirocco Camilla de ducha deluxe	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
6720 0005	Colchón 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Colchón 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0010	Colchón 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Colchón 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Todas las medidas de esta tabla están en centímetros.



Para obtener más información, visite también nuestro sitio web: www.lopital.es

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Holanda, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk, Holanda
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.es

