



Creating balance in healthcare



Tango XXL Silla de ducha y aseo



5100 5800

Tango XXL Silla de ducha y aseo


5100 5800

Tango XXL Silla de ducha y aseo

La Tango XXL de Lopital es una herramienta de ducha para el cuidado y aseo responsable de clientes y residentes obesos. Tanto para el personal de enfermería como para el residente / cliente la Tango XXL es una silla excepcionalmente cómoda.

La silla Tango XXL se puede utilizar como silla de ducha y aseo, y se puede desplazar sobre la taza del wáter. Gracias a sus múltiples opciones de ancho y profundidad de asiento y a su hermoso diseño de la Tango XXL, la silla es una herramienta fácil de usar para el aseo de clientes obesos.

El cliente se encontrará cómodo con el respaldo y asiento ergonómico. Los alargados apoyabrazos son totalmente rotatorios. La Tango XXL cuenta con un reposapiernas increíblemente cómodo con cincha para pantorrilla. Los reposapiernas también son totalmente rotatorios y extraíbles, para facilitar el poder levantarse y sentarse.


Detalles técnicos

Peso máx. de carga:	300 kilos
Peso tara:	30,5 kilos
Altura asiento:	51 cm
Ancho del asiento:	70,3 cm
Profundidad del asiento:	60 cm

Propiedades

- 3 ruedas giratorias de doble freno.
- 1 rueda de dirección.
- Con guía para orinal o cuña.
- Reposabrazos alargados totalmente rotatorios.
- Asiento de dos partes con apertura por delante y detrás.
- Reposapiés rotatorios y extraíbles.

Medidas en cm



Si desea más información, visite nuestro sitio web: www.lopital.es

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

