




If caregivers have a choice, they choose Lopital



**Sirocco basic & deluxe
Camilla de Ducha a
pared**





Adecuado para personas con movilidad reducida severa o muy reducida

6100 2500 / 2510 / 2505

Sirocco basic & deluxe

- Carga máxima: 227 kg.
- La altura es ajustable, se acciona eléctricamente y está equipada con una batería extraíble, además incluye función de descenso de emergencia, función de parada de emergencia y un cargador fácil de usar.
- Respaldo ajustable hasta 25 grados (Sirocco deluxe).
- Uso fácil y seguro de barras laterales de seguridad con bloqueo.
- Fabricado con materiales resistentes a la corrosión: aluminio, acero inoxidable, plástico y piezas galvanizadas.
- Acabado elegante para una limpieza y desinfección óptimas.
- Barras laterales de seguridad con 2 posiciones (normal y ampliado).
- Acolchado cómodo, antibacteriano, ignífugo y libre de plastificantes perjudiciales.
- Salida de agua a la izquierda o a la derecha posible.
- Cubrecabezas de serie con basic, opcional con deluxe.



6100 2500
Sirocco basic Camilla de Ducha a pared
Almohada incluida




6100 2505
Sirocco basic altura fija Camilla de Ducha a pared
Almohada incluida


6100 2510
Sirocco deluxe Camilla de Ducha a pared




Sirocco basic Camilla de Ducha a pared




Sirocco deluxe Camilla de Ducha a pared




39 cm (15.4")




95 cm (37.4")



Sirocco basic altura fija Camilla de Ducha a pared



37 cm (14.6")



Especificaciones técnicas

- Elevar/descender Eléctrico
- Funcionamiento manual funcionamiento manual de 4 botones, IPX6
- Cuadro de control 24 VCC, máx. 250 W IPX6
- Batería 24 V, 2,9 Ah IPX6
- Cargador de batería 100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 1A, estación de carga de batería (pared)

Nº art.	Descripción art.	Largo exterior	Ancho exterior	Largo interior	Ancho interior	Alto / bajo	Carga máxima	Peso propio en kg
6100 2500	Sirocco basic Camilla de Ducha a pared	186 206	93	170-190	70-93	45-95	227	75
6100 2505	Sirocco basic altura fija Camilla de Ducha a pared	186 206	93	170-190	70-93	-	150	71
6100 2510	Sirocco deluxe Camilla de Ducha a pared	186 206	93	170-190	70-93	45-95	227	75
6720 0005	Mattress 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Mattress 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0010	Mattress 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Mattress 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Todas las medidas de esta tabla están en centímetros.



With built-in length adjustment



Para más información, visite también nuestro sitio web: www.lopital.com
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Todos los productos fabricados por Lopital cumplen con las normas aplicables para productos médicos de clase 1 (MDR (EU) 2017/745)

Copyright ©2025 Lopital. All rights reserved.



Scan voor informatie